



A. FREITAS VILAR

FILTRAÇÃO / SULFITANTES /
CLARIFICANTES / ESTABILIZANTES
/ LEVEDURAS / BIOTECNOLOGIA /
ENZIMAS / NUTRIENTES / TANINOS

CARVÃO DESODORIZANTE **ACTICARBONE 2SW**

Características:

Acticarbone 2SW é de origem vegetal produzido a partir de madeira de pinheiro marítimo ativado fisicamente por vapor. Este processo de ativação confere ao carvão um elevado poder adsorvente e uma maior área superficial interna para melhorar a filtrabilidade.

Acticarbone 2SW possui um elevado poder adsorvente bem como um elevado poder desodorizante capaz de remover contaminantes devido à sua resistência mecânica superior. É adequado para a remoção de contaminantes, metais pesados e adsorção de compostos indesejáveis organoleticamente, tonando-o extremamente importante no tratamento de bebidas.

O tratamento com **Acticarbone 2SW** na enologia é essencialmente para corrigir os desvios organoléticos, mas também é usado para o tratamento de óleos comestíveis, adsorção de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e outros contaminantes.

Na aplicação do **Acticarbone 2SW** é necessário manter o pó em suspensão com o líquido a tratar para que o tempo de contacto seja mais eficiente e haja um maior aproveitamento. Após a adsorção o carvão é separado do líquido tratado por centrifugação, filtração e decantação ou por combinação destes. **Acticarbone 2SW** também pode ser usado diretamente no filtro de terras ou semelhante, formando uma pré-camada de clarificação onde ocorre a adsorção.

Certificado de Qualidade:

Os produtos que comercializamos são para o uso em enologia e estão listados na OIV para diretiva 2008/84/CE conforme o Códex Enológico Internacional pelo Reg. CE 606/2009.

Os materiais usados para a produção do produto final não contêm Organismos Geneticamente Modificados (OGM's) nem sujeito a radiação ionizante.

O produto comercializado não foi produzido com alimentos ou seus derivados que representam a maioria das reações alérgicas e intolerâncias nos seres humanos conforme listado no Reg. 1169/2011.

Dose de utilização:

5 – 100 g/hL	Ensaio preliminares
100 g/hl	Dose máx. legal

Instruções de utilização:

Dissolver o **Acticarbone 2SW** em pouca água ou em duas vezes o seu peso no produto a tratar.

Incorporar a suspensão obtida no depósito por remontagem, mediante uma bomba, até a sua completa homogeneização.

Outra opção é aplicar a dose necessária de carvão diretamente no depósito a tratar, deixar atuar 2 horas até o **Acticarbone 2SW** decantar.

Outra solução é aplicar diretamente na máquina **In-Line Ready** que faz uma distribuição homogénea do produto sem que o pó do mesmo seja um problema.

Apresentação:

Embalagem de 15 Kg

Conservação:

Armazenar a embalagem num local seco e fresco livre de odores.

Após aberta, a embalagem deve ser fechada e armazenada corretamente.

FTCACTICARBONE2SW21062022

Sede:

Rua da Fraternidade Operária 27 A/B
1950-137 Lisboa
Telf. : 218681160
geral.lisboa@afreitasvilar.com

Laboratório:

Rua Francisco Artur Martins 2 RC
5070-050 Alijó
Telf. : 259095809
lab@afreitasvilar.com