



A. FREITAS VILAR

FILTRAÇÃO / SULFITANTES /
CLARIFICANTES / ESTABILIZANTES
/ LEVEDURAS / BIOTECNOLOGIA /
ENZIMAS / NUTRIENTES / TANINOS

CLARIFICAÇÃO DE BEBIDAS GELPUR FISH

Características:

GELPUR Fish é uma gelatina de peixe hidrolisada de alta qualidade. Como a sua composição é muito semelhante de a outras gelatinas animais, faz com que a sua utilização seja mais polivalente. Retira taninos ásperos e compostos instáveis no vinho tinto. No vinho branco, reduz características oxidativas e vegetais.

Composição:

20% de gelatina de peixe de alta qualidade.
Solução de água contendo 200 g/L de gelatina de peixe.

Aplicações:

Vinho branco e vinho base para espumante:

- Redução da oxidação e notas herbáceas;
- Rápida clarificação com NTUs muito baixos;

Vinhos tintos:

- usar em vinhos estruturados
- Aromas mais limpos;
- retira os polifenóis instável;
- torna os vinhos mais macios.

Certificado de Qualidade:

Os produtos que comercializamos são para o uso em enologia e estão listados na OIV para diretiva 2008/84/CE conforme o Códex Enológico Internacional pelo Reg. CE 606/2009.

Os materiais usados para a produção do produto final não contêm Organismos Geneticamente Modificados (OGM's) nem sujeito a radiação ionizante.

O produto comercializado não foi produzido com alimentos ou seus derivados que representam a maioria das reações alérgicas e intolerâncias nos seres humanos conforme listado no Reg. 1169/2011.

Dose de utilização:

20 – 75 gr/hL	Vinhos brancos em combinação com Vitiben a cerca de 50 g/hl
20 - 100 g/hl	Vinhos tintos

Instruções de utilização:

Recomenda-se a realização de ensaios prévios em laboratório a fim de determinar a dose ótima de utilização.

Adicionar **GELPUR Fish** diretamente ao produto a tratar.

Para obter a máxima eficiência na clarificação é recomendado adicionar a gelatina **GELPUR Fish** por intermédio de uma bomba doseadora ou tubo de venturi.

Apresentação:

Embalagem de 5 Kg

Embalagem de 25 Kg

Conservação:

Embalagem selada: armazenar em temperaturas superiores a 10 °C, longe da luz solar em áreas secas e ventiladas.

Embalagem aberta: volte a fechar logo após usar e armazenar como já foi indicado.

FTGELPURFISH21062022

Sede:

Rua da Fraternidade Operária 27 A/B
1950-137 Lisboa
Telf. : 218681160
geral.lisboa@afreitasvilar.com

Laboratório:

Rua Francisco Artur Martins 2 RC
5070-050 Alijó
Telf. : 259095809
lab@afreitasvilar.com