

CARVÃO DESCORANTE

ACTICARBONE ENO ANTICROMOS

Características:

Acticarbone ENO ANTICROMOS é, tal como Acticarbone CPW, um carvão de origem vegetal produzido a partir de madeira de pinheiro marítimo ativado quimicamente com ácido fosfórico. Este processo de ativação utilizado resulta numa estrutura muito porosa com uma área superficial interna elevada que confere ao carvão um elevado poder descorante.

Tal como o Acticarbone CPW, **Acticarbone ENO ANTICROMOS**, possui um elevado grau de pureza. No entanto, o **Acticarbone ENO ANTICROMOS é mais reativo, tendo um poder descolorante superior em 30%**, sendo mais eficaz na remoção de cor, de oxidações cromáticas e aromáticas desagradáveis nos vinhos, transformando-os em produtos mais límpidos e obtendo a cor desejada mais rapidamente.

Acticarbone ENO ANTICROMOS é adequado para a descoloração e purificação de produtos agro-alimentares, eliminando e corrigindo a cor em vinagres, azeites, águas residuais, sumos, concentrados, mostos e vinhos oxidados.

O **Acticarbone ENO ANTICROMOS** pode ser usado no tratamento de vinhos brancos, tintos, rosés e mostos em fermentação, bem como para reduzir a concentração de toxinas de origem fúngica como é o caso da Ocratoxina A.

Certificado de Qualidade:

Matéria-prima em conformidade com o Reg. (EU) 231/2012 e Codex Enológico Internacional.

Produto em conformidade com o Codex Enológico Internacional e aprovados para uso pelo Reg. (EU) 934/2019.

Dose de utilização:

5 – 100 g/hL	Ensaio preliminares em laboratório
100 g/hl	Dose máx. legal

Instruções de utilização:

O **ACTICARBONE ENO ANTICROMOS** pode ser aplicado diretamente no mosto. Pode ser utilizado em flotação, combinado com enzimas e agentes de clarificação.

No caso de vinhos, diluir em 5 vezes o seu volume em água e incorporar no vinho a tratar. Após a diluição, a mistura deve ser utilizada rapidamente. Após a aplicação, homogeneizar a mistura com remontagem.

Após o tratamento, é recomendada a clarificação para remover as partes negras antes da filtração, usando gelatina, cola de peixe ou caseína.

Recomenda-se a realização de ensaios prévios em laboratório a fim de determinar a dose ótima de utilização.

Apresentação:

Embalagem de 15 Kg

Conservação:

Armazenar a embalagem encerrada num local seco e fresco livre de odores, longe da luz

Após aberto, utilizar rapidamente.

Sede:

Complexo Industrial da Granja Armazém C5
2625-717 Vialonga
Telf. : 218681160
geral.lisboa@afreitasvilar.com

Laboratório:

Rua Francisco Artur Martins 2 RC
5070-050 Alijó
Telf. : 259095809
laboratorio@afreitasvilar.com

FTCACTICARBONEANTICROMOS05032024