

CLARIFICAÇÃO PROTOKOL

CASEÍNATO DE POTÁSSIO

COMPOSIÇÃO:

100% Caseinato de potássio

CARACTERÍSTICAS:

O **PROTOKOL** é constituído por caseinato de potássio puro especialmente concebido para o tratamento preventivo e curativo de oxidações de mostos e vinhos, sem risco de sobrecolagem. Apresenta grande capacidade de adsorção de polifenóis oxidados e oxidáveis, bem como a capacidade para adsorver parcialmente o ferro, permitindo obter vinhos mais estáveis, mantendo as suas características organoléticas durante mais tempo.

APLICAÇÕES:

- Prevenção e tratamento em vinhos brancos e rosés de fenómenos de browning e de madeirização progressiva;
- Redução da quantidade de ferro e cobre;
- Refrescar vinhos eliminando gosto oxidado, madeirizado e a cor e redução do amargor;
- Diminuição do risco de pinking;
- Em mostos, defecação de mostos oxidados.

DECLARAÇÕES DE QUALIDADE:

Matéria-prima em conformidade com o Reg. (EU) 231/2012 e Codex Enológico Internacional.

Produto em conformidade com o Codex Enológico Internacional e aprovados para uso pelo Reg. (EU) 934/2019.

DOSE DE UTILIZAÇÃO:

10 – 50 g/hL	Tratamento preventivo
60 – 100 g/hL	Tratamento curativo

*Não exceder a dose de 100 g/hL

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Dissolver **PROTOKOL** em água morna (1:10) sob agitação suave por 5 minutos até completar a dissolução.

Incorporar a solução no vinho de forma gradual por intermédio de uma bomba doseadora ou tubo de venturi fazendo uma remontagem com o objetivo de obter uma mistura homogênea.

Recomenda-se a realização de ensaios prévios em laboratório a fim de determinar a dose ótima de utilização.

Nota: **PROTOKOL** forma pouca espuma.

APRESENTAÇÃO:

Embalagem de 1 Kg

Embalagem de 20 Kg

CONSERVAÇÃO:

Armazenar a embalagem num local seco e fresco livre de odores.

Após aberta, a embalagem deve ser fechada e armazenada corretamente.

As informações acima descrevem exclusivamente os requisitos técnicos do produto e baseiam-se no nosso conhecimento e experiência atuais. É da responsabilidade do utilizador o uso adequado segundo a ficha de segurança.

FTPROTOKOL19022026

Sede:

Complexo Industrial da Granja Armazém C5
2625-717 Vialonga
Telf. : 218681160
geral.lisboa@afreitasvilar.com

Norte:

Rua Francisco Artur Martins 2 RC
5070-050 Alijó
Telf. : 259095809
laboratorio@afreitasvilar.com